

## Informe de Prestación de Servicio

<i>Nombre Servicio</i>	ELISA Sandwich	<i>Ref./Código</i>	SE-4692/Pe-90440
<i>Fecha Entrada</i>	27-07-09	<i>Fecha Salida</i>	27-07-09
<i>Técnico Responsable</i>	Felipe Vilches	<i>E-mail</i>	Felipe.vilches@biomedal.com

DATOS DEL CLIENTE			
<i>Nombre</i>	Tao ki-food S.L.	<i>Localidad</i>	El carpio
<i>Institución</i>	Tao ki-food S.L.	<i>Provincia</i>	Córdoba
<i>Departamento</i>	Elaboración	<i>Teléfono</i>	957180050
<i>Dirección</i>	Pol. Ind. Azucarera parcela 37	<i>Fax</i>	957180050
<i>Código Postal</i>	14620	<i>E-Mail</i>	info@taokifood.com

DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS Y DEL SERVICIO SOLICITADO					
Nº Muestra	Tipo de muestra	Lote	ELISA		Comentarios
			Competitivo	Sándwich	
			GLUTENOX	R5	
1	Yín en polvo	Nº 1209	X		
2	Yang en polvo	Nº 1141	X		

MATERIALES
- INGEZIM GLUTEN® assay (Ingenasa) basado en el anticuerpo R5

PROTOCOLO
<p>- ELISA Sándwich R5</p> <p>Extracción: "Cocktail solución" (INGEZIM GLUTEN®, Ingenasa)</p> <p>Técnica inmunológica cuantitativa. El gluten contenido en la muestra queda retenido en el soporte gracias a la presencia de un anticuerpo de captura (R5), previamente fijado a dicho soporte. La adición de un segundo anticuerpo (R5-HRP) permite la detección del gluten contenido en la muestra</p> <p>Sensibilidad: 3 ppm de gluten (1,5 ppm de prolaminas)</p>